




Die **smarte Teststreifendose** können Sie auf den Kopf stellen, **ohne dass ein Teststreifen herausfällt.**

### Große und saugstarke Auftragsfläche

Der neue Teststreifen hat eine sehr große **Blutaustragsfläche**.<sup>4</sup> Ein kleiner Blutstropfen kann an einer beliebigen Stelle entlang des breiten gelben Randes aufgetragen werden.



### Verbesserte Messgenauigkeit

Das Accu-Chek Guide System übererfüllt die ISO 15197:2013 Norm durch seine 10/10 Messgenauigkeit.<sup>2,3,5</sup>



Weitere Informationen zum Accu-Chek Guide Blutzuckermesssystem finden Sie unter [www.accu-chek.at/guide](http://www.accu-chek.at/guide).

- 1 Harvey C, et al. Usability evaluation of a blood glucose monitoring system with a spill-resistant vial, easier strip handling and connectivity to a mobile app. Improvement of patient convenience and satisfaction. J Diabetes Sci Technol. July 2016.
- 2 Brazg RL, et al. New Generation Blood Glucose Monitoring System Exceeds International Accuracy Standards. J Diabetes Sci Technol. June 2016.
- 3 ISO 15197:2013: In vitro test system requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in diabetes mellitus.
- 4 Davis S., et al. Accu-Chek Guide Blood Glucose System Global Strip Handling Study presented at ADA and ADEA Annual Scientific Meeting in 2016
- 5 95 % der mit drei Teststreifen-Chargen gemessenen individuellen Glukosewerte liegen bei Glukosekonzentrationen < 100 mg/dL innerhalb  $\pm 10$  mg/dL und bei Glukosekonzentrationen  $\geq 100$  mg/dL innerhalb  $\pm 10$  % der mit der Referenzmethode des Herstellers gemessenen Werte.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK CONNECT und SOFTCLIX sind Marken von Roche.  
© 2016 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care Austria GmbH  
1200 Wien, Handelskai 94-96

Diabetes-Hotline: 01/277 27-355



ACCU-CHEK®

08156034001 02/17



Accu-Chek® Guide  
**Blutzuckermessen auf den Kopf gestellt**

Einfache, smarte und clevere Lösungen, die das **Blutzuckermessen erleichtern.**<sup>1</sup>



ACCU-CHEK®

## Einfach. Smart. Clever.

Oft sind es die kleinen Dinge, die die Blutzuckermessung im Alltag erschweren. Daher kombiniert das neue Accu-Chek Guide System für Sie und Ihre Patienten etliche Eigenschaften um die tägliche Routine zu erleichtern:

- Einfach:** Beleuchteter Teststreifeneinschub - unterstützt bei der Messung im Dunkeln
- Smart:** Hygienischer Streifenauswurf
- Clever:** Neue Dose verhindert das Herausfallen der Teststreifen
- Genau:** Übertrifft die heutige ISO-Norm<sup>2,3</sup>
- Übersichtlich:** Die Daten mit der Accu-Chek Connect App an einem Ort - immer dabei



### Blutzuckermessen im Dunkeln

Das helle Display sowie die **Teststreifenbeleuchtung** vereinfachen das Blutzuckermessen im Dunkeln.



### Hygienischer Teststreifenauswurf

Dank des **Streifenauswurfes** genügt ein einziger Knopfdruck für einen schnellen und hygienischen Teststreifenauswurf.



### Unterstützt Ihre Patienten beim täglichen Diabetesmanagement

Das Accu-Chek Guide System überträgt die Blutzuckerwerte automatisch an die **Accu-Chek Connect App** und erlaubt so jederzeit Zugriff auf die Daten:

- elektronisches Tagebuch speichert die Blutzuckerwerte automatisch
- hinzufügen von Mahlzeitenfotos möglich
- Bolusrechner unterstützt mit einem verlässlichen Insulinbolusvorschlag

### Platzsparende Teststreifendose

Die neue Form der Dose erleichtert die Teststreifenentnahme und passt diskret in jede Tasche.<sup>1</sup>



**97%** der Patienten sind sich einig: Das Blutzuckermesssystem ist sehr einfach in der Bedienung.<sup>1</sup>