

Einfach vertrauen.

Messgenauigkeit, der Sie vertrauen können

Bekommen Sie die genauen Werte, die Sie brauchen? Accu-Chek Performa passt sich Ihrem Alltagsleben an und liefert verlässliche Werte, denen Sie vertrauen können. Dies ist wichtig, da genaue Werte die Basis für Therapieentscheidungen sind.

Accu-Chek Performa hat den Test bestanden und erfüllt die strengereren, seit 2016 geltenden Anforderungen für mehr Messgenauigkeit^{4,5}.



Kein Codieren

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.

Accu-Chek Performa Blutzuckermesssystem Jeden Tag EINFACH, Jeden Tag GENAU.



- 1 Strip Size Handling Report. SMBG Systems – the influence of test strip size on the ease of use in self-monitoring of blood glucose. IDT-1121-RM. Data on file.
- 2 Westhoff A, Schmid C, Zeeh D, et al. Relationship between size of test strip and handling of test strips for self-monitoring of blood glucose. Poster presented at: the 47th Annual Meeting of the German Diabetes Society (DDG), May 2012; Stuttgart, Germany.
- 3 Kocher S, Tshiananga JKT, Koubek R. Comparison of lancing devices for self-monitoring of blood glucose regarding lancing pain. *J Diabetes Sci Technol*. 2009;3(5):1138-1143.
- 4 Freckmann G, Schmid C, Baumstark A, Pleus S, Link M, Haug C. System accuracy evaluation of 43 blood glucose monitoring systems for self-monitoring of blood glucose according to DIN EN ISO 15197. *J Diabetes Sci Technol*. 2012;6(5):1060-1075.
- 5 Data on file. ISO 15197:2013, in vitro diagnostic test systems requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus include tighter requirements for accuracy and new criteria for hematocrit and other interferences.

ACCUCHEK, ACCUCHEK PERFORMA, ACCUCHEK SMART PIX, ACCUCHEK 360® und SOFTCLIX sind Marken von Roche. © 2018 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.at

Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96

Diabetes-Hotline: 01/277 27-355



ACCUCHEK®



**Jeden
Tag
EINFACH**



Kein Codieren

Jeden Tag GENAU

Accu-Chek® Performa bietet Ihnen Messgenauigkeit, der Sie vertrauen können.

So können Sie sich um jene Dinge kümmern, die Ihnen wichtig sind.

ACCUCHEK®

07665121001 - 06/18

Einfach messen.

Erleichtert Ihr Alltagsleben

- Einfache Handhabung
- Großes Display für leicht ablesbare Werte
- Kein Codieren
- Große, handliche Teststreifen

- **3 von 4 Anwendern bevorzugen Accu-Chek Teststreifen** gegenüber anderen Marken aufgrund der einfachen Handhabung^{1,2}
- **Sanfte Blutgewinnung:** mit Accu-Chek Softclix³



Genaue Messergebnisse in wenigen Schritten



Führen Sie den Teststreifen in das Blutzuckermessgerät ein – dieses schaltet sich automatisch ein.



Nur ein kleiner Blutropfen wird für die Messung benötigt! Stechen Sie mit der Stechhilfe seitlich in die Fingerbeere. Berühren Sie mit dem Blutropfen den vorderen Rand des gelben Fensters des Teststreifens.



Nach ca. 5 Sekunden erscheint das Ergebnis am leicht lesbaren Display.

Einfach Diabetes managen.

So können Sie Ihren Blutzucker strukturiert messen

Accu-Chek Performa unterstützt Sie bei Ihrem Diabetes-Management.

Funktionen, die Sie unterstützen:

- Prä- und postprandiale Markierungen, die Ihnen helfen, den Effekt von Mahlzeiten zu sehen.
- 7-, 14-, 30-, 90-Tage Durchschnittswerte, um die langfristige Blutzuckereinstellung im Auge zu behalten.
- Erinnerungsfunktionen, damit Sie nach dem Essen das Messen nicht vergessen.

Einfache Hilfsmittel, die Sie unterstützen:

- Accu-Chek 360° View 3-Tage Blutzuckerprofil – Ein vollständiges Bild der Blutzuckerwerte grafisch im praktischen Papierformat dargestellt [Download auf www.accu-chek.at].
- Accu-Chek Smart Pix Auslesegerät – Einfach und schnell Ihre Diabetesdaten grafisch am PC darstellen [Erhältlich in der Apotheke: PZN 3060882].

