

# Inovativna rešenja

Jednostavno otvaranje  
i zatvaranje – jednom rukom

Poklopac je zglobov  
spojen za kutiju,  
nikada se ne  
može izgubiti



Kodni čip  
na sigurnom mestu



Jednostavno  
nanošenje  
uzorka krvi

## Informacije telefonom **GLUKOFON**

Dodatne informacije lekara o Accu-Chek aparatima  
i samokontroli, radnim danima od 9:00 do 15:00  
na telefon:


**011/30 51 436**



Sve što je potrebno za  
samokontrolu **Kreni!**



Uz svaki aparat poklon dnevnik samokontrole



Za one koji žele više

# ACCU-CHEK® Go **NEW**

Više od glukometra



**ACCU-CHEK®**  
Život kakav želim.



**ACCU-CHEK®**  
Život kakav želim.

**SADC**  
FARMACIJA

Ekskluzivni uvoznik i distributer

Milorada Jovanovića 11, Beograd, Tel.: 011/30 51 400

# ŽELIŠ VIŠE - PREUZMI KONTROLU I KRENI

**ACCU-CHEK® Go** **NEW** – Za one koji žele više

- **Akustični način rada** namenjen osobama sa oštećenim vidom

- **Individualno podesivi ciljni opseg merenja:** zvučna detekcija hipo i hiperglikemija



- **Alarm** za 4 individualno podesiva vremena merenja

- **Olakšana i brža navigacija** do željenih parametara

Automatsko uključivanje merača test trakom



Kapilarno uvlačenje male količine krvi ~1.5 µL



Pouzdan rezultat za samo **5 sekundi**



Automatsko izbacivanje test trake pritiskom na dugme



Mogućnost testiranja sa **alternativnih** mesta "AST" (nadlaktica, usna resica, koren palca...)



**ACCU-CHEK® Go** **NEW**